

Art.	Descrizione	Description
	Setacci normalizzati forniti di certificato di conformità, Ø 300 mm., altezza 75 mm. Con bossolo e rete calibrata in acciaio inox. Peso netto kg. 0,95. Luce netta mm maglie/cm ² Normativa	Standardised screens, supplied with conformity certificate, Ø 300 mm, height 75 mm. With wheelbox and calibrated mesh in stainless steel. Net weight 0,95 kg. Net aperture mm meshes/cm ² Standards
01CI3540	5,000 - DIN 8-4188	5.000 - DIN 8-4188
01CI3541	4,000 - ASTM 5	4.000 - ASTM 5
01CI3542	3,350 - ASTM 6	3.350 - ASTM 6
01CI3543	3,000 - DIN 1171	3.000 - DIN 1171
01CI3544	2,500 - UNI 5	2.500 - UNI 5
01CI3545	2,000 - ASTM 10	2.000 - ASTM 10
01CI3546	1,700 - ASTM 12	1.700 - ASTM 12
01CI3547	1,600 - UNI 9	1.600 - UNI 9
01CI3548	1,500 - DIN 4-1171	1.500 - DIN 4-1171
01CI3549	1,200 - DIN 5-1171	1.200 - DIN 5-1171
01CI3550	1,000 45 ASTM 18	1.000 45 ASTM 18
01CI3551	0,850 49 ASTM 20	0.850 49 ASTM 20
01CI3552	0,800 64 DIN 16-4188	0.800 64 DIN 16-4188
01CI3553	0,750 72 UNI16	0.750 72 UNI16
01CI3554	0,710 81 ASTM 25	0.710 81 ASTM 25
01CI3555	0,600 100 ASTM 30	0.600 100 ASTM 30
01CI3556	0,500 158 ASTM 35	0.500 158 ASTM 35
01CI3557	0,430 196 DIN 14-1171	0.430 196 DIN 14-1171
01CI3558	0,425 220 ASTM 40	0.425 220 ASTM 40
01CI3559	0,400 225 DIN 16-1171	0.400 225 DIN 16-1171
01CI3560	0,355 256 ASTM 45	0.355 256 ASTM 45
01CI3560/1	0,315 380 DIN 20-4188	0.315 380 DIN 20-4188
01CI3561	0,300 425 ASTM 50	0.300 425 ASTM 50
01CI3562	0,250 575 ASTM 60	0.250 575 ASTM 60
01CI3563	0,212 800 ASTM 70	0.212 800 ASTM 70
01CI3564	0,200 900 DIN 30-1171	0.200 900 DIN 30-1171
01CI3565	0,180 1130 ASTM 80	0.180 1130 ASTM 80
01CI3566	0,150 1560 ASTM 100	0.150 1560 ASTM 100
01CI3567	0,125 2200 ASTM 120	0.125 2200 ASTM 120
01CI3568	0,120 2500 DIN 50-1171	0.120 2500 DIN 50-1171
01CI3569	0,106 3100 ASTM 140	0.106 3100 ASTM 140
01CI3570	0,100 3100 DIN 60-1171	0.100 3100 DIN 60-1171
01CI3571	0,090 4200 ASTM 170	0.090 4200 ASTM 170
01CI3572	0,075 6200 ASTM 200	0.075 6200 ASTM 200
01CI3573	0,063 8800 ASTM 230	0.063 8800 ASTM 230
01CI3574	0,060 10000 DIN 100-1171	0.060 10000 DIN 100-1171
01CI3575	0,053 11200 ASTM 270	0.053 11200 ASTM 270
01CI3576	0,050 12100 DIN/E 110-1171	0.050 12100 DIN/E 110-1171
01CI3577	0,045 16000 ASTM 325	0.045 16000 ASTM 325
01CI3578	0,038 25000 ASTM 400	0.038 25000 ASTM 400
01CI3582/R	Altre misure a richiesta.	Other sizes on request.
	Accessori:	Accessories:
01CI3585	Coperchio in acciaio inox Ø 300 mm. Peso netto kg. 0,95.	Stainless steel cover Ø 300 mm. Net weight 0,95 kg.
01CI3586	Fondo in acciaio inox Ø 300 x h 65 mm. Peso netto kg. 1,25.	Stainless steel bottom Ø 300 x h 65 mm. Net weight 1,25 kg.
01CI3595/R	Setaccio inox Ø 400 mm, a richiesta.	Stainless steel screen Ø 400 mm, on request.
01CI3596	Coperchio in acciaio inox Ø 400 mm.	Stainless steel cover Ø 400 mm.
01CI3597	Fondo in acciaio inox Ø 400 x h 100 mm.	Stainless steel bottom Ø 400 x h 100 mm.
01CI3605/R	Setaccio in acciaio inox Ø 500 mm, a richiesta.	Stainless steel screen Ø 500 mm, on request.
01CI3606	Coperchio in acciaio inox Ø 500 mm.	Stainless steel cover Ø 500 mm.
01CI3607	Fondo in acciaio inox Ø 500 x h 65 mm.	Stainless steel bottom Ø 500 x h 65 mm.

