

Art.	Descrizione	Description
05CI1791	<p>MICROSCOPIO PORTATILE DIGITALE DL-USB</p> <p>Microscopio digitale ideale per ispezioni, controllo qualità. Comodo e veloce permette di acquisire le immagini direttamente al computer, e mediante il software in dotazione è possibile analizzare le immagini, migliorarle e misurarle, tutto questo con comandi semplici e intuitivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingrandimenti 10x – 230x • Massima risoluzione 1.3 Mp (1280x1024) • Sensore 1.3 Mp (1/4") • Color 24 bit RGB • Focus range da 10mm all'infinito, manuale. • Frame rate: max 30 f/s • Bilanciamento del bianco automatico • Risoluzione delle immagini: 1280x1024 - 640x480 - 320x240 pixels. • Formato immagini: JPG, BMP. • Formato video AVI. • Illuminazione a 8 LED regolabile. • USB 2.0. • Dimensioni: 102(h) mm x 30 Ø mm. • Il software in dotazione permette di catturare, modificare e effettuare misurazioni. • Software e Driver (multilingua) compatibile con XP, Vista e Windows 7. • Supporto teppiedi. • Custodia di trasporto 	<p>HANDY DIGITAL MICROSCOPE DL-USB</p> <p>Digital microscope suitable for inspections and quality controls. Cheap and fast, allows to acquire the images directly to the computer and with the supplied software Endowment it's possible analyze images, improve and measure it, all this with simple and intuitive controls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magnification 10x - 230x • Maximum resolution 1.3 MP (1280x1024) • 1.3 MP sensor (1/4 ") • Color 24-bit RGB • Focus from 10 mm to infinity , manual. • Frame rate: up to 30 f / s • Auto white balance • Image resolution: 1280x1024 - 640x480 - 320x240 pixels. • Image formats: JPG, BMP. • Video format AVI. • Adjustable 8 LED lighting system. • USB 2.0. • Dimensions: 102 (h) mm x 30 Ø mm. • The supplied software allows you to acquire, edit and make measurements. • Software and Driver (Multi Language) compatible with XP, Vista and Windows 7. • Tripod Support. • Carrying Case



Art. 05CI0791