

Art.	Descrizione	Description
01CI1185	<p>LAMPADA PER ESSICCAZIONI MOD. PR/250 Composta da trespolo portasetaccio, per la esecuzione di rapide determinazioni di residuo, e da piattello inox per la rapida essiccazione di qualsiasi prodotto. Quadro di controllo con temporizzatore e regolatore della intensità di irradiazione. Lampada a raggi infrarossi da W 250. Dimensioni di ingombro cm 75x40x70. Alimentazione elettrica 230 V monofase 50 Hz Peso netto kg 8,6. I setacci sono a richiesta, vedere sotto od alla sezione S.</p>	<p>DRYING LAMP PR/250 MOD. Comprising a screen-holder stand for making rapid residue determinations and a stainless steel plate for the rapid drying of all kinds of product. Control board fitted with timer and irradiation intensity regulator. 250 W infrared lamp. Overall dimensions: 75x40x70 cm Power supply 230 V single-phase 50 Hz Net weight kg 8.6 Screens are available on request, see below or section S.</p>
01CI1186/1	<p>Accessori: Piatelli in stagnola rigida ø 100 mm.Conf.da 80 dischi</p>	<p>Accessories: Plates made of stiff tin foil ø 100 mm.Pack of 80 disc.</p>
01CI1188	<p>Attrezzo speciale modello AMR/03 Consiste in una piccola pressa manuale, che facilita il corretto montaggio della rete, e del suo tensionamento, sia nei setacci in alluminio, che in quelli di resina. Dimensioni di ingombro cm. 22x30x40. Peso netto kg. 21,25.</p> <p>Setacci normalizzati inox ø 200 mm, altezza 50 mm.</p>	<p>Special implement, mod. AMR/03 Consists of a small manually operated press, which facilitates correct assembly of and tensioning of nets of both aluminium and resin screens. Overall dimensions: 22x30x40 cm. Net weight: 21.25 kg.</p> <p>Standardised stainless steel screens ø 200 mm, height 50 mm.</p>
01CI1930	Luce netta mm 0,063 - 8800 maglie/cm ²	Net opening 0.063 mm - 8800 meshes/cm ²
01CI1931	Luce netta mm 0,060 - 10.000 maglie/cm ²	Net opening 0.060 mm - 10000 meshes/cm ²
01CI1934	Luce netta mm 0,045 - 16.000 maglie/cm ²	Net opening 0.045 mm - 16000 meshes/cm ²
01CI1935	Luce netta mm 0,038 - 25.000 maglie/cm ²	Net opening 0.038 mm - 25000 meshes/cm ²
01CI1950	Bossolo speciale in alluminio ø 200 , predisposto per la intercambiabilità della rete.	Special aluminium casing ø 200 mm , makes it easy to replace the mesh.
01CI1951	n. 1 m² di rete calibrata normalizzata in acciaio inox, luce netta mm 0,060 - 10.000 maglie/cm ² .	1 m² of standardised calibrated mesh in stainless steel, net opening 0.060 mm, 10,000 meshes/cm ² .
01CI1952	Come detta, luce netta mm. 0,045 - 16.000 maglie/cm ² .	As above, net clearance 0.045 mm, 16,000 meshes/cm ² .
01CI1185/A	Ricambi: Lampada a raggi infrarossi da 250 W.	Spares: 250 W infra-red lamp



Art. 01CI1185



Art. 01CI1950



Art. 01CI1188