

Art.	Descrizione	Description
09FC1003	OROLOGI CONTAMINUTI DA LABORATORIO Contaminuti con segnalatore acustico. Regolazione fino a 60 minuti, divisione 1 minuto. Cassa in materiale plastico PVC. Misure: 70x70x37 mm Possibilità di impiego: a tavolo o a muro, corredato di adesivo per fissaggio a muro.	TIMERS FOR LABORATORY USE Minute-counter with acoustic signaller. Adjustment up to 60 minutes, division 1 minute. PVC plastic case. Dimensions: 70x70x37 mm Possible uses: bench or wall, supplied complete with adhesive for wall-mounting.
09CI1010	Contaminuti/timer da tavolo Mod.PRISMA 200 Posizionamento su tavolo od a muro. Campo display selezionabile: a) 999 min., 99/100 min. b) 9 ore, 59 min. 59 sec., 1/10 sec. Segnalazione di allarme regolabile. Display a LCD con 2 linee e 6 funzioni Dimensioni mm 130x100x170 Peso netto kg,0,4	Minute-counter PRISMA 200 model, BENCH TYPE. Can be fitted to the bench or the wall . Display range selectable: a) 999 min., 99/100 min. b) 9 hours, 59 min. 59 sec., 1/10 sec. Adjustable alarm signal. LCD display with 2 lines and 6 functions. Dimensions 130x100x170mm. Net weight 0,4 kg.
09CI1011	Orologio contaminuti/contasecondi al quarzo, mod. MESOTRON. Quadrante ø 120 mm posizionabile su tavolo, od a muro. Scala 0+60 secondi, 0+100 minuti, 0+60 minuti. Dimensioni mm 130x100x170. Peso netto kg 0,4	Quartz minute/second counter, mod. MESOTRON. ø 120 mm dial. Can be fitted to the bench or the wall. Division 0÷60 seconds, 0÷100 minutes, 0÷60 minutes. Dimensions 130x100x170 mm. Net weight 0.4 kg.
09CI0785	Cronometro elettronico/Timer, digitale, mod. Compact. Campo 23 ore, 59 minuti, 59 secondi, lettura 1 secondo con display a LCD. Commutatore orologio/timer. Suoneria. Dimensioni: mm 60x60x16. Peso netto: kg, 0,04	Electronic digital chronometer/timer, Compact model. Times up to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds, 1 second reading, with LCD display. Watch/timer switch. Buzzer. Size: 60x60x16 mm. Net weight: 0.04 kg.



Art. 09CI1010



Art. 09FC1003



Art. 09CI1011



Art. 09CI0785